




Integra[®] MicroFrance[®]

Catalogue Integra ORL - Nez

Table des matières	ii	Râpes diverses	37
Service Client et Garanties	vi	Attelle, Plaque moule	38
Indications / Contre-indications	vii	Presse-greffe, Perforateur à os	39
Consultation	2-3	Rongeur	40
Aspirateur sonde	2	Pince gouge double articulation	41
Galvano-cautère	2	Pince coudée	42
Micro crochet	3	Pince coupante à os	43
Poire	2	Pince septum	44
Porte-coton	3	Ciseaux pointus courts, finition mat	45
Sonde stylet	3	Ciseaux pointus courts	46
Spéculum à ressort	2	Ciseaux pointus longs	47
Spéculum à vis	2	Ciseaux mousses courts, finition mat	48
Spéculum à manche	4	Ciseaux mousses courts	49
Spéculum à manche autostatique - Lumière froide	5	Ciseaux mousses courbes longs	50
Bras articulé	6	Ciseaux Metzenbaum petits, finition mat	51
Pince à disséquer coudée	7	Ciseaux de Mayo, finition mat	52
Pince coudée	8	Ciseaux angulés	53
Seringue	9	Ciseaux crantés	54
Décolleur - Rugine	10-11	Pince à disséquer fine	55
Décolleur aspirateur	12-13	Pince à disséquer Adson	56
Scalpel	14	Pince à disséquer moyenne	57-58
Bistouri	15	Pince à disséquer 180mm	59-60
Rugine courbe	16-17	Pince à disséquer 200mm	61
Ecarteur	18-23	Pince à disséquer bipolaire moyenne	62
Curette	24-25	Pince à disséquer monopolaire moyenne	63
Maillet	26-27	Porte-aiguille mors tungstène	64
Ciseau burin - Ciseau gouge	28	Pince hémostatique fine	65
Ostéotome	29	Pince hémostatique moyenne	66
Ostéotome boutonné	30	Pince hémostatique striée, Pince à griffes en "T"	67
Ostéotome boutonné des 2 côtés	31	Pince à griffes fortes	68
Ostéotome fin	32	Aspirateur à soupape	69
Ostéotomes divers	33	Micro aspirateur / raccord	70
Râpe droite	34		
Râpe courbe	35		
Râpe double 210 mm	36		

Aspirateur boutoné	71-72	Instruments Lemoine , Klossek, Kennedy	97
Système aspiration irrigation de Frazier	73	Fraise forêt à butée variable	97
Accessoires de rhinolaveur de Dessi	74	Clous	97
Chemise pour optique	74	Instrumentation de Kennedy	97
Tubulure irrigation stérile	74	Instruments Vaughan	98
Guide passe drain - Trocart	75	Instruments Parsons	99
Luxateur décolleur	76	Instruments Duncavage	100
Micro palpateur - Pointe	77	Instrumentation orbitale Levine	101
Bistouri décolleur	78	Instrumentation frontale Wormald	102
Micro bistouri et décolleur	78	Instrumentation base du crâne Wormald	103-104
Micro bistouri tige contre coudée	78	Instrumentation base du crâne Stamm	105
Micro décolleur coudé	78	Panier, Cupule	106
Micro pince mors curettes	79	Panier plastique	107
Micro pince mors curettes de De Gabory	80	Index numérique	109
Micro pince mors curettes de Jankowski	81	Tableau d'équivalence à titre informatif	117
Micro pince mors curettes de Rouvier	82		
Micro pince mors curettes de Weil-Blakesley	83		
Micro pince mors curettes pédiatrique	84		
Micro pince courbe fine mors curettes	85		
Micro pince courbe en bas	86		
Micro pince punch rétrograde	87		
Micro pince punch rétrograde pédiatrique	88		
Micro pince punch	89		
Micro pince punch fine	90		
Micro pince rongeur	91		
Micro ciseaux	92		
Micro pince applicateur de clips	93		
Micro pince bipolaire	94		
Micro pince bipolaire aspirante	95		
Micro instrument monopolaire	96		
Aspirateur à soupape	96		
Bistouri lancéolé	96		
Crochet	96		
Décolleur aspirateur	96		
Pointes	96		

Garantie limitée d'Integra

Pour connaître les garanties applicables, merci de vous référer aux garanties précisées dans l'emballage de chaque produit.

Contacts Services Clients :

International

+33 (0) 4 37 47 59 50
+33 (0) 4 37 47 59 25 (Fax)
csemea@integralife.com

France

+33 (0) 4 37 47 59 10
+33 (0) 4 37 47 59 29 (Fax)
custservfrance@integralife.com

Belgique & Luxembourg

+32 (0) 2 257 4130
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)
custsvcbenlux@integralife.com

Royaume-Uni

+44 (0) 1264 312 725
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)
custsvcs.uk@integralife.com

Pays-Bas

+31 (0) 852 083 167
+31 (0) 207 093 627 (Fax)
custsvcnetherlands@integralife.com

Italie

+39 (0) 2 577 8921
+39 (0) 2 575 113 71 (Fax)
custsvcitaly@integralife.com

Instrumentation O.R.L. MicroFrance®


INDICATIONS

- Tous les dispositifs médicaux présentés dans ce catalogue sont indiqués pour les consultations ORL et/ou la chirurgie ORL.
- Les dimensions présentes dans ce document ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif seulement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser dans d'autres indications que celles prévues (mentionnées) dans la notice d'instructions ou l'étiquetage.

Explications sur la présentation de ce catalogue



Explications sur le tableau référence produit et description complémentaire

Titre ou sous titre	
description complémentaire globale	
Réf. produit1	description complémentaire1
Réf. produit2	description complémentaire2

Galvano-cautère



125mm

7706MF

125mm

7882

Aspirateur sonde



Itard


160mm

7722-3

2,5mm

Spéculum à ressort, à vis

Palmer




13mm

7742-1 11mm

7742-2 13mm

7742-3 15mm

Palmer-Piquet



15mm

7896-1 11mm

7896-2 13mm

7896-3 15mm

Vacher



7746A^{(D)*} Petit

7746B^{(D)*} Grand

Poire

Causse




Echelle 1/5

7717C

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays



Marquet

Legent



Micro crochets mousses
90°

Micro crochet mousse
45°

Porte-coton bout tortillé
15mm

Sonde stylet coudé
à plaque porte-caustique

165mm

165mm

140mm

110mm

MCO805

MCO805A

MCO950

MCO807

7719-2

7731

2mm

2,5mm

0,8mm

1mm

Ø 1,2mm

longueur utile 80mm

Hartmann



Tieck-Halle



Beckman



Main gauche


Viennois



Dilatateur



Autostatique
Valves striées



Spéculum à lumière froide - Câble à lumière froide 220cm - Raccords

CP624LF-75 75mm



MCL38N ^{(D)*}

livré sans raccord de connexion



Raccords	côté générateur	côté instrument
Wolf	MCL170 ^{(D)(*)}	MCL171 ^{(D)(*)}
Storz	MCL173 ^{(D)(*)}	MCL174 ^{(D)(*)}
Olympus	MCL197 ^{(D)(*)}	

^(t) Produit non dispositif médical

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante
*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays.

Bras articulé

Legent



Bras articulé complet

MCO980

livré avec MCO981



Bras articulé complet

MCO978

livré avec MCO978S

Darrouzet

Cavalier



CEV984

CEV985

Accessoires pour Bras articulé

Porte-spéculums

Rotule articulée

Spéculums autostatiques



MCO981



MCO983-4

Devèze



MCO981D



MCO978S

Lucae



7726MF

150mm

7726MF	7727	7728
mors striés 1x12mm	mors curettes	mors à griffes

Politzer



7732-1

120mm

7732-1	7733	7734
mors striés 1,5x14mm	mors curettes	mors à griffes

Echelle 1/2

Pince coudée

Mors striés



MCEN18

3x8mm


Rouvier



MCEN19

0,9x7mm

Pradès



MCEN18


Lubet-Barbon

Mors 60mm




7749

mors lisses



7750

mors striés



7749

Pince mors curettes

Brünings

Pince mors curettes



7761-1

7,5mm



7761-2

9,5mm

Pince mors curettes fenêtrées




7761B-1

7,5mm



7761B-2


9,5mm



7761B-2

Luc

Pince mors curettes



7761C1

7mm



7761C2

9mm



7761C3


11mm

Pince mors curettes fenêtrées



7761BC1

7mm




7761BC2

9mm



7761BC3

11mm



7761BC2

Seringue

Génia



7779MF-5CC

Seringue haute pression
luer-lock 5cc

Joint gris embout cône luer

Corps de seringue

Joint blanc piston



7779MF-2
Pack 6



7779MF-3



7779MF-1
Pack 6

Sébileau

Fleury

Freer



190mm

CP985

5mm



180mm

MCO305

8,5mm



160mm

MCO803

2,5mm



185mm

CP611

5mm

Howarth



220mm
CP625

Cottle



220mm
CP626

McKenty




240mm
CP627


Rouvier

Orsel

Orsel



MCEN10
2,5mm




MCEN39
3mm




MCEN764
3,5mm
tranchant



MCEN765
3,5mm
mousse



MCEN187
3,5mm





120mm

1003IG^{(D)*}

N° 3



160mm

1005I^{(D)*}

N° 7



200mm

1003LI^{(D)*}

N° 3L



150mm

CP821



120mm

1004IG^{(D)*}

N° 4

lames 23

utilisation avec lames 11/15

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays

Ballenger



200mm

CP622-4 4mm

215mm

3714164 3mm

3714166 5mm

Joseph



160mm

CP333 coudé

Joseph



160mm

3714678

7mm

Plester



Joseph

Obwegeser



CP310



180mm

CP310

5mm



180mm

CP310D

5mm
droite



180mm

CP310E

4mm



CP344A

Obwegeser



180mm

CP344A

5mm

CP344B

7mm

CP344C

11mm

Obwegeser-Tessier

180mm - tranchante

CP344AT

5mm

CP344BT

7mm

CP344CT

11mm

Obwegeser



190mm

CP344D

7mm
courbe

CP344E

7mm
très courbe

Obwegeser-Tessier

190mm - tranchante

CP344DT

7mm
courbe

CP344ET

7mm
très courbe

Farabeuf

Desmarres

Gillies

Gillies

Humby



140mm	120mm
7768-1	7768
la paire	la paire



140mm
CP822-12
12mm
CP822-10
10mm
CP822-14
14mm



180mm
CP17
3mm
CP17-1
2mm



145mm
CP17-3
2mm
CP17-2
3mm



145mm
CP628
5mm



110mm
CP941
articulé

Kleinert-Kutz



160mm

3714024	3mm
3714025	5mm
3714026	7mm

Cottle



145mm

3714107	4mm
très courbe	
3714108	4mm
3714109	5mm

Sisson



150mm

3714111	6mm
---------	-----

Converse



180mm

3714364	2,5mm
---------	-------

Frazier



130mm

3724256	3,5mm
---------	-------

Knapp



150mm

3714027

8mm

3714028

mousse



140mm

CP21-3

pointu

CP21A-3

mousse

Volkmann



150mm

7782-1-2



180mm

CP335



160mm

CP609

3 griffes pointues

80mm

CP340

Claoué



110mm

CP341

Converse



95mm

CP331

CP331-1

pointu

mousse

Kilner



125mm

CP803

Jost



120mm

CP338



130mm

CP339



Aufricht



170mm

CP306 45mm

Cottle



130mm

3714187

Cottle



3714182

130mm

3714182 pointu à droite
boule à gauche

3714183 pointu à gauche
boule à droite

Joseph



CP23-4

4mm



CP23-6

6mm



CP23-8

8mm



CP23A-8

8mm
mousse



CP23-10

10mm

160mm

CP23-10

10mm



220mm

CP630

Anse et boule

Ragnell



145mm

CP632

Dufourmentel



170mm

CP947



Echelle 1/1

Curette droite

Volkman




CP302-6

170mm								
0	CP302-2	2mm	0	CP302-4	4mm	0	CP302-6	6mm
0	CP302-3	3mm	0	CP302-5	5mm	0	CP302-8	8mm



165mm - 110g

MCO995



Lombard

185mm - 330g

7766



180mm - 200g

CP907

1 face téflon



180mm - 230g

CP300

Jost




Ballenger



Metzenbaum



Fleury



Ciseau burin

Ciseau gouge

droit

180mm

CP801-7	7mm
CP801-10	10mm

droit en V

150mm

3714055	2mm
3714056	4mm
3714057	6mm
3714058	8mm

150mm

3714320	5mm
---------	-----

baïonnette

150mm

CP823-5	5mm
---------	-----

baïonnette en V

150mm

CP824-5	5mm
---------	-----

droit

130mm

MCO214-13-10	1mm
MCO214-13-20	2mm
MCO214-13-40	4mm
MCO214-13-60	6mm
MCO214-13-80	8mm

Aiach



160mm

CP317

16mm

Pollet-Pech



160mm

CP318

13mm

Marchac



180mm

CP304-10

Taille	Courbe	Droit
 2mm	CP304B-2	CP304-2
 3mm	CP304B-3	CP304-3
 4mm	CP304B-4	CP304-4
 5mm	CP304B-5	CP304-5
 6mm	CP304B-6	CP304-6
 7mm	-	CP304-7
 8mm	CP304B-8	CP304-8
 9mm	-	CP304-9
 10mm	CP304B-10	CP304-10
 11mm	-	CP304-11
 12mm	CP304B-12	CP304-12
 14mm	-	CP304-14
 15mm	-	CP304-15
 16mm	-	CP304-16

Tessier

Jost

Marchac

Claoué

Silver



180mm

CP316




180mm

CP802



180mm

CP315



CP315

Pech-Marchac



CP315D

à droite



CP315G

à gauche




180mm

CP305



CP305

Lindas



CP305L

à gauche



CP305R

à droite



180mm

3714098



3714098

à droite



3714099

à gauche

Mac-Indoe



180mm

CP314-14


14mm

Robin




160mm

CP309-14-16




CP309-8-12

8 - 12mm



CP309-10-14

10 - 14mm



CP309-12-16

12 - 16mm



CP309-14-16

14 - 16mm



CP309-14-18

14 - 18mm

Cottle



195mm
CP808-6
6mm

Cottle




195mm
CP806
6mm

Cottle



190mm
CP807
5mm

Becker



200mm
CP313

Parkès



170mm


3714096

4mm

Maltz




170mm
CP301-1



Maltz

CP301-1


8x35mm - en tirant



Maltz

CP301


10x45mm - en tirant



170mm

CP905


8x35mm, concave



170mm

CP828


8x35mm - en tirant



170mm

CP978

8x35mm, droite, grain d'orge



180mm

CP810

8x30mm, droite, diamantée

Aufricht



200mm

CP1100

8x8mm

200mm




CP973

8x25mm
en tirant



CP974

8x25mm
en poussant



CP976

8x30mm
double action

Bigot



200mm

CP291

4x15mm



190mm

CP998-1

8x12mm
transversale


Fomon



180mm

CP301-2

8x30mm
en tirant



180mm

CP809

8x30mm
Diamantée



175mm

CP301-3

7x20mm
concave
en tirant

Becker

Becker

Fomon

Rees

Gorney



CP301-10

7x38mm

7/8



CP1104

7x20mm

1/2



CP1105

7x20mm

3/4



CP301-4


7x38mm

grain d'orge



CP301-5

7x38mm



CP301-9

7x12mm

8x22mm



Fomon



210mm

Râpe double
gros grains d'orge


3714149 7mm

petits grains
d'orge

3714148 7mm

3714149

Aquaplast




AQ1728^(D)*

75x75mm - Pack 10

non stérile, usage unique

Moule à tympan



CP1109

80x90mm
avec graduations


^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays

Echelle 1/2

Presse-greffe

Jost



CP814-1

Livré avec clé CP814-3



CP814-2

Plaque lisse 30x50mm
pour CP814-1




CP814-3


Clé de serrage seule
pour CP814-1

Echelle 1/2

Perforateur à os



Stoll



150mm

CP640

Echelle 1/2



Beyer



CP380

160mm

CP380	CP380-2
mors droits 2mm	mors courbes 2mm

Beyer



CP380-3

180mm

CP380-3	CP380-5	CP380-1
mors courbes 2mm	mors courbes 4mm	mors droits 2mm

Jansen-Middleton



180mm

Pince gouge coudée
double articulation

CP621 4x20mm

Pince coupante double articulation

Ruskin



Echelle 2/3

Martin



240mm

7765

livré avec 2 mors

Offret

Echelle 3/4



100mm
CP353
forte courbure



100mm
CP356

Streiff

Joseph

Fox



105mm
CP16-1 CP16
lames courbes lames droites



110mm
CP919A CP919
lames courbes lames droites



110mm
CP358A CP358
lames courbes lames droites

Joseph

Kilner-jost



CP354A



120mm - finition mat	
CP354A	CP354
lames courbes	lames droites

120mm - finition mat
CP362
Courbe

Boetcher

Brophy

Joseph



180mm

CP997

Courbe



CP367-1


150mm

CP367-1

Courbe

CP367

Droit



CP355A

150mm

CP355A

Courbe

CP355

Droit

Bregeat



110mm

CP363

lames courbes

Stevens



110mm

CP922

lames droites

Stevens



110mm

CP922A

lames courbes

Stevens

Finition mat



115mm

CP922B

lames courbes modèle «Angers»

Shea

Finition mat




120mm

CP637

lames courbes

Ragnell



150mm

CP616-15


Léger



140mm

CP365

Reynolds



160mm

CP921

Joseph




140mm

CP355C


130mm

CP616-13

Metzenbaum



Lames Fines



Mayo




Becker-Converte

100mm

CP1106

lames crantées



Converte

100mm

CP348



Fomon




140mm

CP612

très courbe

Cottle

Cottle-Pech



140mm


CP635



140mm

CP613


Pellegrini



150mm

CP359


lames crantées




150mm

CP614


Heymann-Klossek




170mm
CP615-2
Courbes à gauche




170mm
CP615-3
Courbes à droite



170mm
CP615-1
droits



180mm
CP350
Droits
lames baïonnettes



150mm
CP360
Droits



120mm
713T
Coudés
lames tungstène

Bebee

Pince à disséquer 110mm

Castroviejo



CP938-1

Griffes horizontales
et plateaux lisses

Castroviejo



CP37

Griffes obliques et
plateaux lisses



CP332

Mors striés croisés
1,4mm

Pince à disséquer 120mm



mors striés

CP414

Mors 1mm



7831A-12

Mors 1,5mm



CP406

Mors 1mm



mors à griffes

7833A-12

Mors 1,5mm



CP400-1

5x5 griffes

150mm

Adson



CP604-15 mors striés
1,5mm

CP605-15 mors à
griffes
1,5mm

Adson-Brown



CP606-15 mors 7x7
griffes

120mm



Adson-Tubiana

Mors 1mm



Adson

Mors 1,5mm



Mors 1,5mm



Adson-Brown

Mors 7x7 griffes

M832	M833	CP604	CP605	CP606A	CP606
striés	à griffes	striés	à griffes	striés tungstène	

Mac-Indoe

140mm




CP934
Griffes obliques et plateaux striés

CP934-1
Plateaux striés

Debakey

Barraya



150mm

140mm

CP415	7831A-15	CP407	7833A-15	CP988-15	CP933-14	CP400
Mors striés 1mm	Mors striés 1,5mm	Mors à griffes 1mm	Mors à griffes 1,5mm	Mors 1,5mm	3x4 griffes et plateaux striés	Mors 5x5 griffes

Précelle



150mm

CP345

striée

Barraya



160mm

CP933-16

3x4 griffes
et plateaux striés

Claoué



160mm

CP401

5x6 griffes

Mac-Indoe



170mm

CP936

1x2 griffes
et plateaux striés

Debaquey



1,5mm
7831A-18



1,5mm
CP988-18



1mm
CP409
1x2

Barraya



1,5mm

7833A-18

1x2



1,5mm

CP933-18

3x4 et plateaux striés



6x6

CP400-2

Debakey



200mm	210mm
7832	7834
1mm mors striés	1mm 1x2 griffes



2mm
7831A-20



1,5mm
CP988-20



2mm
7833A-20
1x2

Câbles bipolaires - 4,5 m



CP393-2

Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3

Erbe VIO ICC ACC (sauf international) Storz Wolf



CP393-4

Aesculap Berchtold Martin
Sutter BM-780 II

Magnan

Adson



110mm

120mm

160mm

200mm

CP392-1R

CP604BR

CP605BR

CP392-2R

CP392-8R

CP392BI

CP392BS

Mors lisses
1x8mm

Mors striés
1,5mm

Mors à griffes
1,5mm

Mors lisses
1x8mm

Mors lisses
1x8mm

Mors lisses
0,5x5mm

Mors lisses
0,5x5mm

Câbles monopolaires - 3,5 m



CP391E
Erbe ACC ICC/VIO
Storz Wolf



CP391M
Aesculap Berchtold Lamidey
Martin Erbe T Serie
Sutter BM-780 II



CP391V
Bowa Bovie
Conmed Valleylab

Adson



110mm

CP390-1
Mors lisses
1x8mm



120mm

CP604M
Mors striés
1,5mm



120mm

CP605M
Mors à griffes
1,5mm



160mm


CP390-2
Mors lisses
1x8mm




160mm

CP390-8
Mors à griffes
1x8mm

Halsey



Crile-Wood



Becker



Leriche

140mm - sans griffe

7867-1	7867-2
Droite	Courbe

140mm - à griffes

7867-3	7867-4
Droite	Courbe




7867-1

Halsted

120mm - à griffes

P761-7	P761-8
Droite	Courbe



P761-7

Kelly

Sans griffe

140mm	160mm
-------	-------

P762-2	P762-4
--------	--------

Courbe	Courbe
--------	--------



P762-2

Kocher

140mm	160mm	180mm
-------	-------	-------

Droite sans griffe

P764-1	P764-5	-
--------	--------	---

Droite à griffes

P764-3	P764-7	P764-11
--------	--------	---------



P764-3

Martel

130mm

P763

Pince striée
à griffes en «T»



Péan

140mm 160mm

P765-14 P765-16

Pince hémostatique
striée



P765-14


Terrier

130mm

P769

Pince hémostatique
mors striés






Chaput


130mm

7866-13

2x3 griffes


DOCUMENT DESTINE A L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET A L'AFRIQUE

Raccord luer-lock



Manche aspirateur

Benezeth



- 1mm
- 1,2mm
- 1,5mm
- 1,8mm
- 2mm
- 2,5mm
- 3mm
- 3,5mm
- 4mm

Aspirateur courbe
raccord olivaire

MCO311-1-0	1mm
MCO311-1-2	1,2mm
MCO311-1-5	1,5mm
MCO311-1-8	1,8mm
MCO311-2-0	2mm
MCO311-2-5	2,5mm
MCO311-3-0	3mm
MCO311-3-5	3,5mm
MCO311-4-0	4mm

Aspirateur coudé
raccord olivaire

MCEN23-3-0	3mm
MCEN23-2-5	2,5mm

110mm

MCEN37-1-20	2mm
MCEN37-1-25	2,5mm
MCEN37-1-30	3mm
MCEN371D35	3,5mm
MCEN371D4	4mm

Malléable

MCEN37-2-0	2mm
MCEN37-2-5	2,5mm
MCEN37-3-0	3mm
MCEN37-3-5	3,5mm
MCEN37D4	4mm

De Gabory

Poignée de commande
pour aspirateur
raccord Luer-Lock

MCEN103LDG

Echelle 2/3

MCEN103LDG

Marche - Arrêt


120mm

MCEN770B25	2,5mm
MCEN770B30	3mm



MCEN77-3-0	3mm
MCEN77-3-5	3,5mm

Jankowski



MCEN78J30	3mm	n° 1
MCEN78J40	4mm	n° 2


Courbure courte

Jankowski




MCEN79J25	2,5mm	n°3
MCEN79J30	3mm	n°4
MCEN79J40	4mm	n°5

Orsel




MCEN184	2,5mm
MCEN183	3mm

Orsel



MCEN766	MCEN767
Ø 3mm	Ø 4mm



Poignée
livrée avec valve silicone

1375012



Micro aspirateur irrigateur sans soupape

Référence	Longueur utile	Taille fr	Taille mm
1375020	100mm	10X10	3,3 x 3,3



Micro aspirateur irrigateur avec soupape

Référence	Longueur utile	Taille fr	Taille mm
1375025	100mm	10X10	3,3 x 3,3



1375101 90mm 5X4 1,67 x 1,35

1375102 90mm 4X4 1,35 x 1,35

1375103 90mm 4X3 1,35 x 1

1375107 90mm 7X7 2,3 x 2,3

1375110 90mm 10X7 3,3 x 2,3


1375114 90mm 14X7 4,7 x 2,3

1375201 120mm 5X4 1,67 x 1,35

1375207 120mm 7X7 2,3 x 2,3

1375210 120mm 10X7 3,3 x 2,3

1375214 120mm 14X14 4,7 x 4,7



Accessoires du rhinolaveur de Dessi



Tubulure irrigation
stérile
usage unique

MCEN84S^{(D)*}

Pack 20

Utilisable avec la pompe
d'irrigation MCEN80**

Echelle 2/3

Longueur utile «L»

0°	MCEN83-C
30°	MCEN81-C
45°	MCEN87C
70°	MCEN82-C

MCEN82-C
L 150mm

Comeg



MCEN81O
L 140mm

Olympus



	L 140mm	L 125mm			
0°	MCEN83O	MCEN83OL	pour optique (WA96200A)	-	-
30°	MCEN81O	MCEN81O1	(WA96201A)	MCEN81O2	pour optique (WA96202A)
45°	-	MCEN87O3	(WA96203A)	MCEN87O4	(WA96204A)
70°	MCEN82O	MCEN82O5	(WA96205A)	MCEN82O6	(WA96206A)

0°	MCEN83-S
30°	MCEN81-S
45°	MCEN87-S
70°	MCEN82-S

MCEN83-S
L 150mm

Storz



0°	MCEN83-W
25°	MCEN81-W
30°	MCEN81-W
45°	MCEN87W
70°	MCEN82-W

MCEN83-W
L 150mm

Wolf



Chemise pour optique variable

MCEN88SC

pour optique : modèle :
Olympus WA9T400V
Sopro Comeg Ulyss

MCEN88SC
L 150mm

Sopro Comeg



^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays


**Référence discontinuée

Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Trocart et canule


Rouvier




Pince mors curettes pour trocart MCEN25-4-0

MCEN28

2 mors mobiles
2x5mm



Albertini



Guide passe drain

Albertini



Pradès

220mm

MCEN55

7,5mm



Gillies

230mm

3714379

7mm

Micro palpateur double courbe boule


Pointe



190mm

MCEN713

boule
Ø 2,3mm



160mm

1352431

Ø 0,6mm
pointe "champignon"

Herman



235mm

MCEN127

4x5mm

Friedrich



180mm

MCEN44

9mm

Rouvier



180mm

MCEN50

bistouri et
décolleur

Lérault




190mm

MCEN103

décolleur
coudé
3mm

Echelle 2/3



Blakesley-Klossek

Mors curettes ajourées 3mm




MCEN56

MCEN56-1


à droite

à gauche


Klossek





Dessi



De Gabory



Poignée stylet "K" pour insert mors curettes et tube



Mors curettes ajourées

droite	45°	90°
		
mors 3x8mm		
MCEN62T1	MCEN62A1	MCEN62B1
		
mors 5x11mm		
MCEN62T2	MCEN62A2	MCEN62B2
		
mors 6x11mm		
MCEN62T3	MCEN62A3	MCEN62B3

mors 4x17mm

7762A4

Pince courbe en haut mors curettes 2x4mm

Courbure	Ouverture horizontale	Ouverture verticale
70°	MCEN350H	MCEN350V
100°	MCEN360H	MCEN360V

Pince courbe en haut mors curettes forme poire



MCEN960H

courbure 80°

Jankowski

Echelle 2/3

Longueur utile «L»



Rouvier




MCEN4
3x6mm



MCEN5
3x6mm



MCEN5B
3x12mm







MCEN43
cotonnette
1x4mm
30°



MCEN3
2mm



MCEN29
2x5mm
45°
ouverture verticale
à droite



Mors curettes ajourées


Weil-Blakesley		Blakesley
droite	45°	90°
		
7762-1	7762A-1	7762B-1

mors 3mm

Weil-Blakesley

	
7762-2	7762A-2

mors 3,5mm



Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Mors curettes ajourées
mors 2mm

droit


45°



7763




7763-1



7763

Pince courbe en haut
mors curettes ajourées forme poire 4mm



MCEN96

MCEN97

courbe en haut à 45°
à droite à gauche

L 95mm


Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Nettoyage instrument

MCEN96

Pince courbe en haut
mors curettes 2x4mm
ouverture horizontale



MCEN35

MCEN36

courbe à 45° courbe à 80°

L 120mm

Nettoyage instrument

MCEN35

L 160mm

Peynègre-Bossard

Nettoyage instrument

Pince courbe en "S"
mors curettes ajourée

MCEN53

mors 2x4mm

L 140mm

Peynègre

Nettoyage instrument

Pince courbe en "S"
mors curettes ajourée


MCEN99

mors 3x4mm

Echelle 2/3

Longueur utile «L»


Orsel




Mors curettes 3x4,5mm

MCEN68

courbe à 130°



Terrier




MCEN27-1

3x6mm
L 100mm

MCEN27


4x7mm
L 120mm




Rotative 360°

MCEN27R

2,5x7mm



Terrier




mors 2x4mm

MCEN27-2


courbe en bas

MCEN27-3

courbe en haut



Terrier




"Joséphine"

MCEN38

Ouverture à gauche



Rouvier




antérograde

MCEN49

mors 4mm - 30°




Citelli-Peynègre



MCEN98

3mm




Longueur utile «L»

Citelli-Frèche



MCEN12

4mm - 45°



Echelle 1/2

Jankowski

Lames crantées en titane 15mm



MCEN41J

Droit




MCEN42J

Courbe à gauche




MCEN42J1

Courbe à droite




Dessi




MCEN41D3

lames crantées 10mm



Peynègre



MCEN41-1

Droit

Rouvier



MCEN42

Courbe à gauche



MCEN42-1


Courbe à droite

Lames crantées 10mm





MCEN41-1


Echelle 1/2



MCEN21
Clip LT200



MCEN21R
Clip LT200




Wormald




MCEN211
Clip LT200



MCEN211S
Clip LT100




Wormald



MCEN212
Clip LT200

MCEN212S
Clip LT100




Wormald



MCEN213
Clip LT200


MCEN213S
Clip LT100



Micro pince bipolaire non démontable

Echelle 2/3

Dessi




Longueur utile «L»

MCEN54

Micro pince bipolaire démontable

Dessi



MCEN54G



Tube

MCEN54I



Insert

MCEN54H




Herman
Insert



Echelle 1/2


Longueur utile «L»

Wormald




MCEN64

Wormald



MCEN641

Wormald



MCEN643

Câbles bipolaires - 4.5 m

CP393-2

Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3

Erbe VIO ICC ACC (sauf international) Storz Wolf



CP393-4

Aesculap Berchtold Martin
Sutter BM-780 II



MCEN640

Container
400x260x75mm



Crochet

Longueur utile «L»

Echelle 1/2

Frèche



90°

L 70mm

200mm

MCEN101

Herman



90° - 5mm

L 125mm

245mm

MCEN128

Décolleur aspirateur

Appelbaum



Ø2mm

L 65mm

170mm

MCEN730

Aspirateur à soupape

Frèche

MCEN100-2-0	2mm
MCEN100-2-5	2,5mm
MCEN100-3-0	3mm
MCEN100-3-5	3,5mm

L 145mm

200mm

MCEN100-2-5

Bistouri lancéolé

L 140mm

Frèche



260mm

MCEN105

Pointes

L 110mm

Rouvier



220mm

MCEN11

Rouvier



L 110mm

220mm

MCEN102

aspirante

Câbles monopolaires - 3,5 m



CP391E

Erbe ACC ICC/VIO Storz Wolf



CP391M


Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie
Lamidey Sutter BM-780 II



CP391V

Bowa Bovie Conmed Valleylab

Fraise forêt à butée variable



Longueur utile «L»


Clous

Lemoine



Echelle 1/1

Klossek



Instrumentation de Kennedy - 150mm

Kennedy

Longueur utile «L»

Echelle 1/1



Palpateur

MCSK1



Crochet pointu

MCSK2



Crochet mousse - 90°

MCSK3



Crochet mousse - 150°

MCSK4



Curette - 1mm

MCSK6




Aspirateur - 2mm

MCSK5


Bistouri aspirateur à soupape

Echelle 1/2


Longueur utile «L»




Pince mors curettes avec aspiration



Aspirateur à soupape 170mm




Pince punch emporte-pièce avec aspiration



Echelle 2/3

Longueur utile «L»

150mm - Ø 3,5mm

MCEN768 Curette 90°**MCEN769** Curette 60°**Micro curette aspirateur à soupape****Bistouri double**

190mm

MCEN720

240mm

MCEN760

240mm

MCEN761**Micro palpateur double**

195mm

MCEN721

190mm

MCEN723

245mm

MCEN762


245mm

MCEN763

Micro palpateur coudé




MCEN155 180mm



Décolleur coudé




MCEN157 180mm



Aspirateur boutoné




MCEN156 185mm
Ø 2mm



Décolleur aspirateur



MCEN158 185mm
Ø 2mm



Pince mors curettes

courbe en bas



MCEN151

Ouverture verticale



MCEN152

Ouverture horizontale

Pince punch emporte-pièce




MCEN153

Ouverture verticale



MCEN154

Ouverture horizontale



Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Anneau mousse, bistouri, micro curette aspirateur à soupape

L 105mm



210mm


MCEN165



Anneau mousse



Bistouri aspirateur à soupape

Micro curette
aspirateur à soupape

MCEN161	MCEN163	MCEN164	MCEN165	MCEN167
135° - Ø 3mm	90° - Ø 3mm	135° - Ø 3mm	45° - Ø 3mm	90° - Ø 3mm

Micro bistouri, bistouri falciforme, anneau mousse tige courbe

L 120mm



MCEN168

Micro bistouri
90°Bistouri falciforme
CourbeAnneau mousse
70°

MCEN162	MCEN168	MCEN170
180mm	225mm	250mm

Micro instrument double palpeur - perforateur

Perforateur




250mm

MCEN171

Micro palpeur

Pince mors striés

L 115mm



Pince mors striés


MCEN169

3x12mm

Micro palpateur, aspirateur à soupape, décolleur aspirateur, anneau mousse

Echelle 2/3

Longueur utile «L»



Pousse-noeud



Echelle 1/2

Micro Palpateur, aspirateur à soupape, micro curette, micro aspirateur, décolleur aspirateur

Longueur utile «L»



MCEN142

Aspirateur à soupape


Micro curette aspirateur à soupape

Micro aspirateur à panier et soupape

Décolleur aspirateur



MCEN138	MCEN138S	MCEN140	MCEN140A	MCEN141	MCEN141A	MCEN142	MCEN147
Ø 3,5mm	Ø 2mm	Ø 2,5mm 45° 4x5mm	Ø 2,5mm 45° 5x6mm	Ø 2,5mm 90° 4x5mm	Ø 2,5mm 90° 5x6mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm



MCEN139A

Micro palpateur



MCEN139	MCEN139A
90°	droit



Instrument de cambrage

MCEN149W

150mm

Micro ciseaux, micro pinces, container

MCEN217R


Ciseaux

Droits

Courbes à gauche

Courbes à droite

Coudés dessus



Woo	Wormald	Wormald		Wormald		Woo	Wormald
MCLW10	MCEN217S	MCEN216L	MCEN217L	MCEN216R	MCEN217R	MCLW11	MCEN217U
5mm	8mm	5mm	8mm	5mm	8mm	5mm	8mm

Pince mors curettes fenêtrées 230mm




MCEN214	MCEN215
mors droits 1,5x3,5mm	mors 45° 1,5x3,5mm


Porte-aiguille tungstène

Echelle 1/2

Longueur utile «L»



MCEN218
tungstène




Clamp vasculaire



MCEN191



MCEN192




MCEN191



MCEN190



MCEN193



MCEN194




MCEN195

Droit tige coudée 20°

Droit tige coudée 45°

courbe tige coudée 45°




courbe tige coudée 45°



MCEN193

Echelle 1/2

Longueur utile «L»

Aspirateur boutoné à soupape**Aspirateur boutoné coudé****Micro crochet, dissector boule, micro décolleur****Pince mors cures baïonnette, ciseaux, pince bipolaire**

Câbles bipolaires - 4,5 m

CP393-2
 Bowa Emc
 Lamidey
 Valleylab

CP393-3
 Erbe VIO ICC
 ACC (sauf
 international)
 Storz Wolf

CP393-4
 Aesculap
 Berchtold
 Martin Sutter
 BM-780 II




Echelle 1/2

Cupule

7876-60^{(D)*}	60mm
7876-80^{(D)*}	80mm
7876-100^{(D)*}	100mm
7876-120^{(D)*}	120mm
7876-160^{(D)*}	160mm



Plateau inox

7872-24^{(D)*}	240x180mm
-------------------------------	-----------

Echelle 1/4


Panier

Echelle 1/5




7874MF-22

240x105x45mm
220x100x40mm



7874MF-25

270x155x65mm
250x150x60mm




7874MF-34

380x205x85mm
340x200x80mm

7874MF-40

440x205x95mm - 400x200x90mm



^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante
*Veuillez vérifier auprès de votre responsable commercial la disponibilité de ce produit dans votre pays

Echelle 1/3



MCEN136SC

290x175x55mm
270x160x35mm



Toriumi

3717011

528x250x123mm



Index numérique

1

1003IG ^(D)	14
1003LI ^(D)	14
1004IG ^(D)	14
1005I ^(D)	14
1352431.....	77
1375012.....	73
1375020.....	73
1375025.....	73
1375101.....	73
1375102.....	73
1375103.....	73
1375107.....	73
1375110.....	73
1375114.....	73
1375201.....	73
1375207.....	73
1375210.....	73
1375214.....	73

3

3714024.....	19
3714025.....	19
3714026.....	19
3714027.....	20
3714028.....	20
3714055.....	28
3714056.....	28
3714057.....	28
3714058.....	28
3714096.....	33
3714098.....	30
3714099.....	30
3714107.....	19
3714108.....	19
3714109.....	19
3714111.....	19
3714148.....	37
3714149.....	37
3714164.....	15
3714166.....	15
3714182.....	22
3714183.....	22
3714187.....	22
3714320.....	28
3714364.....	19
3714379.....	76
3714678.....	15
3717011.....	107
3724059.....	16
3724256.....	19

7

7706MF.....	2
7717C.....	2
7719-2.....	3
7722-3.....	2
7726MF.....	7
7727.....	7
7728.....	7
7731.....	3
7732-1.....	7
7733.....	7
7734.....	7
7742-1.....	2
7742-2.....	2
7742-3.....	2
7746A ^(D)	2
7746B ^(D)	2
7749.....	8
7750.....	8
7761-1.....	8
7761-2.....	8
7761B-1.....	8
7761B-2.....	8
7761BC1.....	8
7761BC2.....	8
7761BC3.....	8
7761C1.....	8
7761C2.....	8
7761C3.....	8
7762-1.....	83
7762-2.....	83
7762-5.....	79
7762A-1.....	83
7762A-2.....	83
7762A4.....	81
7762A-5.....	79
7762B-1.....	83
7763.....	84
7763-1.....	84
7764.....	40
7765.....	44
7766.....	26
7768.....	18
7768-1.....	18
7771.....	75
7771B.....	75
7774.....	24
7777.....	97
7778.....	97
7778-1.....	97
7778K.....	97
7778K1.....	97

7779MF-1.....	9
7779MF-2.....	9
7779MF-3.....	9
7779MF-5CC.....	9
7782-1-2.....	20
7787-10.....	16
7831A-12.....	55
7831A-15.....	57
7831A-18.....	59
7831A-20.....	61
7832.....	61
7833A-12.....	55
7833A-15.....	57
7833A-18.....	60
7833A-20.....	61
7834.....	61
7866-13.....	68
7867-1.....	65
7867-2.....	65
7867-3.....	65
7867-4.....	65
7872-24 ^(D)	106
7874MF-22.....	106
7874MF-25.....	106
7874MF-34.....	106
7874MF-40.....	106
7876-60 ^(D)	106
7876-80 ^(D)	106
7876-100 ^(D)	106
7876-120 ^(D)	106
7876-160 ^(D)	106
7882.....	2
7896-1.....	2
7896-2.....	2
7896-3.....	2
7897.....	4
7898.....	4
7899.....	4

A

AQ1728 ^(D)	38
-----------------------------	----

CEV

CEV669BG.....	94
CEV984.....	6
CEV985.....	6

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

CP

CP16	45	CP305	30	CP352-3	52
CP16-1	45	CP305L	30	CP353	45
CP17	18	CP305R	30	CP354	46
CP17-1	18	CP306	22	CP354A	46
CP17-2	18	CP309-8-12	31	CP355	47
CP17-3	18	CP309-10-14	31	CP355A	47
CP21-3	20	CP309-12-16	31	CP355C	50
CP21A-3	20	CP309-14-16	31	CP356	45
CP23-4	22	CP309-14-18	31	CP358	45
CP23-6	22	CP310	17	CP358A	45
CP23-8	22	CP310D	17	CP359	53
CP23-10	22	CP310E	17	CP360	54
CP23A-8	22	CP313	32	CP362	46
CP37	55	CP313-1	32	CP363	48
CP291	35	CP314-14	31	CP365	50
CP300	27	CP315	30	CP367	47
CP301-1	34	CP315D	30	CP367-1	47
CP301-2	35	CP315G	30	CP380	41
CP301-3	35	CP316	30	CP380-1	41
CP301-4	36	CP317	29	CP380-2	41
CP301-5	36	CP318	29	CP380-3	41
CP301-9	36	CP330-3-0	69	CP380-5	41
CP301-10	36	CP330-4-0	69	CP381	43
CP302-2	25	CP331	21	CP390-1	63
CP302-3	25	CP331-1	21	CP390-2	63
CP302-4	25	CP332	55	CP390-8	63
CP302-5	25	CP333	15	CP391E	63, 96
CP302-6	25	CP335	20	CP391M	63, 96
CP302-8	25	CP337	13	CP391V	63, 96
CP304-2	29	CP337-1	13	CP392-1R	62
CP304-3	29	CP338	21	CP392-2R	62
CP304-4	29	CP339	21	CP392-8R	62
CP304-5	29	CP340	21	CP392BI	62
CP304-6	29	CP341	21	CP392BS	62
CP304-7	29	CP344A	17	CP393-2	62, 94, 95, 105
CP304-8	29	CP344AT	17	CP393-3	62, 94, 95, 105
CP304-9	29	CP344B	17	CP393-4	62, 94, 95, 105
CP304-10	29	CP344BT	17	CP400	57
CP304-11	29	CP344C	17	CP400-1	55
CP304-12	29	CP344CT	17	CP400-2	60
CP304-14	29	CP344D	17	CP401	58
CP304-15	29	CP344DT	17	CP406	55
CP304-16	29	CP344E	17	CP407	57
CP304B-2	29	CP344ET	17	CP409	59
CP304B-3	29	CP345	58	CP414	55
CP304B-4	29	CP348	53	CP415	57
CP304B-5	29	CP350	54	CP604	56
CP304B-6	29	CP351-2	51	CP604-15	56
CP304B-8	29	CP351-3	51	CP604BR	62
CP304B-10	29	CP351-6	51	CP604M	63
CP304B-12	29	CP351-7	51	CP605	56
		CP352	52	CP605-15	56
		CP352-1	52	CP605BR	62
		CP352-2	52	CP605M	63

(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

CP606.....	56	CP922.....	48	MCEN12.....	91
CP606-15.....	56	CP922A.....	48	MCEN18.....	8
CP606A.....	56	CP922B.....	49	MCEN19.....	8
CP609.....	20	CP931.....	51	MCEN21.....	93
CP611.....	10	CP931-1.....	51	MCEN21R.....	93
CP612.....	53	CP933-14.....	57	MCEN23-2-5.....	70
CP613.....	53	CP933-16.....	58	MCEN23-3-0.....	70
CP614.....	53	CP933-18.....	60	MCEN25-4-0.....	75
CP615-1.....	54	CP934.....	57	MCEN27.....	87
CP615-2.....	54	CP934-1.....	57	MCEN27-1.....	87
CP615-3.....	54	CP936.....	58	MCEN27-2.....	88
CP616-13.....	50	CP938-1.....	55	MCEN27-3.....	88
CP616-15.....	50	CP941.....	18	MCEN27R.....	87
CP621.....	42	CP947.....	23	MCEN28.....	75
CP622-4.....	15	CP949-45.....	5	MCEN29.....	82
CP624-45.....	5	CP949-55.....	5	MCEN33.....	79
CP624-55.....	5	CP949-75.....	5	MCEN33DG.....	80
CP624-65.....	5	CP973.....	35	MCEN34.....	79
CP624-75.....	5	CP974.....	35	MCEN34DG.....	80
CP624LF-75.....	5	CP976.....	35	MCEN35.....	85
CP625.....	11	CP978.....	34	MCEN36.....	85
CP626.....	11	CP985.....	10	MCEN37-1-20.....	71
CP627.....	11	CP988-15.....	57	MCEN37-1-25.....	71
CP628.....	18	CP988-18.....	59	MCEN37-1-30.....	71
CP630.....	23	CP988-20.....	61	MCEN37-2-0.....	71
CP632.....	23	CP997.....	47	MCEN37-2-5.....	71
CP635.....	53	CP998-1.....	35	MCEN37-3-0.....	71
CP637.....	49	CP1100.....	35	MCEN37-3-5.....	71
CP640.....	39	CP1102.....	13	MCEN37D4.....	71
CP801-7.....	28	CP1103.....	13	MCEN38.....	89
CP801-10.....	28	CP1104.....	36	MCEN39.....	12
CP802.....	30	CP1105.....	36	MCEN39L.....	80
CP803.....	21	CP1106.....	53	MCEN41-1.....	92
CP806.....	32	CP1107.....	64	MCEN41D3.....	92
CP807.....	32	CP1109.....	38	MCEN41J.....	92
CP808-6.....	32			MCEN42.....	92
CP809.....	35			MCEN42-1.....	92
CP810.....	34			MCEN42J.....	92
CP814-1.....	39			MCEN42J1.....	92
CP814-2.....	39			MCEN43.....	82
CP814-3.....	39			MCEN44.....	78
CP821.....	14			MCEN49.....	89
CP822-10.....	18			MCEN50.....	78
CP822-12.....	18			MCEN53.....	85
CP822-14.....	18			MCEN54.....	94
CP823-5.....	28			MCEN54G.....	94
CP824-5.....	28			MCEN54H.....	94
CP825.....	16			MCEN54I.....	94
CP828.....	34			MCEN54P.....	94
CP905.....	34			MCEN55.....	76
CP907.....	27			MCEN56.....	79
CP919.....	45			MCEN56-1.....	79
CP919A.....	45			MCEN61.....	79
CP921.....	50			MCEN62A1.....	8

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante

MCEN62A1DG	80	MCEN88SC	74	MCEN152.....	100
MCEN62A2	81	MCEN90	79	MCEN153.....	100
MCEN62A2DG.....	80	MCEN90DG.....	80	MCEN154.....	100
MCEN62A3	81	MCEN91	79	MCEN155.....	100
MCEN62B1.....	81	MCEN91B	79	MCEN156	100
MCEN62B1DG	80	MCEN91BDG.....	80	MCEN157.....	100
MCEN62B2	81	MCEN91DG.....	80	MCEN158.....	100
MCEN62B2DG.....	80	MCEN96.....	85	MCEN161.....	101
MCEN62B3.....	81	MCEN97.....	85	MCEN162	101
MCEN62T1.....	81	MCEN98.....	91	MCEN163.....	101
MCEN62T1DG	80	MCEN99.....	85	MCEN164	101
MCEN62T2	81	MCEN100-2-0	96	MCEN165.....	101
MCEN62T2DG.....	80	MCEN100-2-5	96	MCEN167.....	101
MCEN62T3.....	81	MCEN100-3-0	96	MCEN168	101
MCEN64.....	95	MCEN100-3-5.....	96	MCEN169	101
MCEN65.....	90	MCEN101.....	96	MCEN170	101
MCEN66.....	90	MCEN102	96	MCEN171	101
MCEN67	90	MCEN103	78	MCEN183.....	72
MCEN67-1	90	MCEN103LDG.....	71	MCEN184	72
MCEN67-2	90	MCEN104	24	MCEN186	72
MCEN68.....	86	MCEN105.....	96	MCEN187.....	12
MCEN68ADG.....	80	MCEN106.....	24	MCEN190	104
MCEN68BDG.....	80	MCEN107	24	MCEN191.....	104
MCEN68CDG.....	80	MCEN109	24	MCEN192	104
MCEN77-3-0.....	72	MCEN111.....	98	MCEN193.....	104
MCEN77-3-5.....	72	MCEN112	98	MCEN194	104
MCEN78J30.....	72	MCEN114	98	MCEN195	104
MCEN78J40	72	MCEN115-6	98	MCEN211.....	93
MCEN79J25.....	72	MCEN115-8	98	MCEN211S.....	93
MCEN79J30	72	MCEN115-9	98	MCEN212	93
MCEN79J40	72	MCEN116	98	MCEN212S	93
MCEN81-C	74	MCEN117	98	MCEN213.....	93
MCEN81O.....	74	MCEN118	98	MCEN213S	93
MCEN81O1.....	74	MCEN120	98	MCEN214	103
MCEN81O2	74	MCEN127.....	78	MCEN215.....	103
MCEN81-S.....	74	MCEN128.....	96	MCEN216L	103
MCEN81-W	74	MCEN130	102	MCEN216R.....	103
MCEN82-C.....	74	MCEN131	102	MCEN217L.....	103
MCEN82O	74	MCEN133.....	102	MCEN217R	103
MCEN82O5.....	74	MCEN134.....	102	MCEN217S	103
MCEN82O6.....	74	MCEN135.....	102	MCEN217U.....	103
MCEN82-S	74	MCEN136SC.....	107	MCEN218	104
MCEN82-W.....	74	MCEN138.....	103	MCEN328S.....	105
MCEN83-C.....	74	MCEN138S	103	MCEN328U	105
MCEN83O	74	MCEN139.....	103	MCEN329	105
MCEN83OL	74	MCEN139A	103	MCEN330	105
MCEN83-S.....	74	MCEN140	103	MCEN344S.....	105
MCEN83-W.....	74	MCEN140A.....	103	MCEN344U	105
MCEN84S(D).....	74	MCEN141	103	MCEN344V	105
MCEN87C.....	74	MCEN141A.....	103	MCEN345	105
MCEN87O3	74	MCEN142	103	MCEN346	105
MCEN87O4	74	MCEN147.....	103	MCEN347	105
MCEN87-S.....	74	MCEN149W.....	102, 103	MCEN348	105
MCEN87W	74	MCEN151	100	MCEN349	105

MCEN350.....	105
MCEN350H.....	81
MCEN350V.....	81
MCEN351.....	105
MCEN360H.....	81
MCEN360V.....	81
MCEN364.....	105
MCEN365.....	105
MCEN371D4.....	71
MCEN371D35.....	71
MCEN640.....	95
MCEN641.....	95
MCEN643.....	95
MCEN713.....	77
MCEN720.....	99
MCEN721.....	99
MCEN723.....	99
MCEN728DG.....	80
MCEN730.....	96
MCEN760.....	99
MCEN761.....	99
MCEN762.....	99
MCEN763.....	99
MCEN764.....	12
MCEN765.....	12
MCEN766.....	72
MCEN767.....	72
MCEN768.....	99
MCEN769.....	99
MCEN770B25.....	71
MCEN770B30.....	71
MCEN770J30.....	69
MCEN770J40.....	69
MCEN960H.....	81

MCL

MCL38N(D).....	5
MCL170(D)(1).....	5
MCL171(D)(1).....	5
MCL173(D)(1).....	5
MCL174(D)(1).....	5
MCL197(D)(1).....	5

MCLW

MCLW10.....	103
MCLW11.....	103

MCO

MCO1B.....	70
MCO201-2-5.....	69
MCO201-3-0.....	69
MCO214-13-10.....	28
MCO214-13-20.....	28
MCO214-13-40.....	28
MCO214-13-60.....	28
MCO214-13-80.....	28
MCO233.....	4
MCO237.....	4
MCO305.....	10
MCO311-1-0.....	70
MCO311-1-2.....	70
MCO311-1-5.....	70
MCO311-1-8.....	70
MCO311-2-0.....	70
MCO311-2-5.....	70
MCO311-3-0.....	70
MCO311-3-5.....	70
MCO311-4-0.....	70
MCO770-1-5.....	69
MCO770-2-0.....	69
MCO770-2-5.....	69
MCO770-3-0.....	69
MCO770-3-5.....	69
MCO770-4-0.....	69
MCO771-2-5.....	69
MCO771-3-0.....	69
MCO771-4-0.....	69
MCO772.....	70
MCO775-1.....	70
MCO776.....	70
MCO803.....	10
MCO805.....	3
MCO805A.....	3
MCO807.....	3
MCO950.....	3
MCO978.....	6
MCO978S.....	6
MCO979.....	16
MCO980.....	6
MCO981.....	6
MCO981D.....	6
MCO983-4.....	6
MCO988.....	16
MCO995.....	26

MCSK

MCSK1.....	97
MCSK2.....	97
MCSK3.....	97
MCSK4.....	97
MCSK5.....	97
MCSK6.....	97

P

P761-7.....	65
P761-8.....	65
P762-2.....	66
P762-4.....	66
P763.....	67
P764-1.....	66
P764-3.....	66
P764-5.....	66
P764-7.....	66
P764-11.....	66
P765-14.....	67
P765-16.....	67
P769.....	67

S

SCP337A.....	13
--------------	----

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France) - Voir tableau d'équivalence annexe pour la référence du fabricant correspondante



Tableau d'équivalence à titre informatif

Integra MicroFrance® référence produit	Référence fabricant équivalente
1003IG	M3IG
1003LI	M3LI
1004IG	M4IG
1005I	M5I
7746A	651
7746B	650
7872-24	1224
7876-100	310
7876-120	312
7876-160	316
7876-60	306
7876-80	308
AQ1728	PS-1728
MCEN84S	MCEN84S
MCL38N	EC-BLU50U090
MCL170 ⁽¹⁾	CO101
MCL171 ⁽¹⁾	CO201
MCL173 ⁽¹⁾	CO100
MCL174 ⁽¹⁾	CO200
MCL197 ⁽¹⁾	CO103

⁽¹⁾ Produit non dispositif médical



Integra MicroFrance SAS (France)
Le Pavillon ■ 03160 Saint Aubin le Monial ■ France

Fabricants avec produits du catalogue uniquement de classe I



HEMODIA SAS
85, rue du Chêne Vert
31670 LABEGE ■ France



Concorde Import Export
B.P. 37
92300 Levallois-Perret ■ France



Agencinox
Zone Industrielle
89110 Aillant sur Tholon ■ France



Qfix
440 Church Road
Avondale ■ PA 19311 USA



Advena Limited
Tower Business Center 2nd Floor
Tower Street Swatar ■ BKR 4013 ■ Malte



Sunoptic Technologies®, LLC
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville ■ FL 32216 USA



AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 ■ Düsseldorf ■ Allemagne



Swann Morton Ltd
Penn Works ■ Owlerton Green ■ Sheffield
South Yorkshire S6 2BJ ■ Royaume Uni



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP ■ The Hague ■ Pays-Bas

Informations supplémentaires pour les clients Europe, Moyen-Orient, Afrique :

Attention : la loi restreint la vente de ces appareils à des médecins ou suite à leur prescription.

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE conformément aux lois européennes applicables, sauf mention spécifique "PAS DE MARQUAGE CE".

Les références qui ne sont pas des dispositifs médicaux sont identifiées avec la mention "PRODUIT NON DISPOSITIF MEDICAL".

Les produits mentionnés dans ce document ne sont pas inscrits à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) mentionnée à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas éligibles au remboursement par l'Assurance Maladie.

Tous les textes et diagrammes contenus dans ce catalogue sont à considérer comme des notes d'orientations et sont à but illustratif seulement. Aucune information contenue dans ce catalogue n'a pour but de se substituer au mode d'emploi présent dans chaque emballage des produits Integra. Veuillez toujours vous référer au mode d'emploi approprié pour les instructions cliniques complètes. Pour des informations supplémentaires techniques et cliniques sur les produits Integra, veuillez contacter votre spécialiste Integra. Lire attentivement la notice d'instructions du produit.

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques.

Les produits identifiés par le symbole ⁽¹⁾ sont distribués par Integra MicroFrance SAS (France).

Produits de classe I, Im, IIa, IIb. Pour plus d'informations sur la classe des produits, veuillez contacter le Service Client Integra.

Consultez les étiquettes et les notices des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les dangers, les avertissements et les précautions à prendre.

Date de dernière révision: 04/2023

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client :

Europe, Moyen-Orient, Afrique

International : +33 (0) 4 37 47 59 50 ■ +33 (0) 4 37 47 59 25 (Fax) ■ csemea@integralife.com

France : +33 (0) 4 37 47 59 10 ■ +33 (0) 4 37 47 59 29 (Fax) ■ custservfrance@integralife.com

Belgique & Luxembourg : +32 (0) 2 257 4130 ■ +32 (0) 2 253 2466 (Fax) ■ custsvcbenelux@integralife.com

Royaume-Uni : +44 (0) 1264 312 725 ■ +44 (0) 1264 312 821 (Fax) ■ custsvcs.uk@integralife.com

Pays-Bas : +31 (0) 852 083 167 ■ +31 (0) 207 093 627 (Fax) ■ custsvcnetherlands@integralife.com

Italie : +39 (0) 2 577 8921 ■ +39 (0) 2 575 113 71 (Fax) ■ custsvcityaly@integralife.com

integralife.eu/contact

MicroFrance, Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées de Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés.

0329660-6-FR

DOCUMENT DESTINE A L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET A L'AFRIQUE UNIQUEMENT.